

Lightwriter SL85

Der Lightwriter SL 85 bietet die selben Funktionen wie das Grundmodell Lightwriter SL 35, ermöglicht jedoch auch denen eine Benutzung, die nur noch über sehr geringe motorische Fähigkeiten verfügen.

Die Tastatur des SL35 wurde durch ein Display ersetzt, in dem die Zeichen einer Tastatur dargestellt werden. Sämtliche Zeichen der Tastatur sind in Reihen und Spalten geordnet. Im Scanning-Verfahren werden über einen oder zwei beliebige externe Taster oder Sensoren die Buchstaben ausgewählt.

Seine kleinen Abmessungen (ca. DIN A5), seine einfache Bedienung und seine gute Anpassungsfähigkeit an die Bedürfnisse des Anwenders heben ihn von anderen Geräten ab.

Mitteilungen erscheinen auf zwei Displays. So können Anwender und Gesprächspartner sich wie in einer natürlichen Kommunikationssituation gegenüber sitzen und den Text gleichzeitig lesen. Ein Druck auf das Sprechen-Feld reicht, und der Lightwriter liest den eingegebenen Text vor.

Um die Schreibgeschwindigkeit zu erhöhen, können bis zu 500 häufig gebrauchte Wörter und Sätze im Lightwriter gespeichert werden. Eine kurze Tastenkombination genügt zum Abrufen des Speicherinhalts. Ein wichtiger Aspekt bei der Entwicklung des Lightwriters war immer dessen Mobilität, denn schließlich möchte der



Anwender seine Stimme überall mit hinnehmen können.

Der SL85 ist besonders leicht und handlich und hat einen herausziehbaren Tragegriff. Die Kapazität des Akkus reicht für einen ganzen Tag. Eine passende Halterung erlaubt die sichere Montage am Rollstuhl.

Typische Einsatzbereiche

Eingeschränkte oder völlig fehlende lautsprachliche Kommunikation, cerebrale bzw. zentrale Bewegungsstörung, neuromuskuläre Erkrankungen wie Amyotrophe Lateralsklerose (ALS), Locked-In-Syndrom

Sinnvolles Zubehör:

externe Taster/ Sensoren, Rollstuhlhalterung, Bereitschaftstasche, Miniprinter

HMV: 16.99.04.1xxx

Technische Details:

- Maße: 21,5 x 13 x 5 cm
- Gewicht: 900g
- Scanning-Anzeige mit Layout QWERTZ oder ABC
- 500 Speicherplätze für je 250 Zeichen
- integrierte Sprachausgabe
- Anschlüsse für: Drucker, Betreuertastatur, Taster/ Sensoren
- Stromversorgung: Netzteil, eingebaute NI-MH Akkus
- externe Betreuertastatur: Maße 21,5 x 13 x 5 cm, Tastaturlayout QWERTZ, Tastengröße 12 x 10mm