

## GoTalk4

...handlich, robust,  
leistungsfähig...

Der **GoTalk4** ist der kleine Bruder des **GoTalk9**. Wie dieser richtet sich auch der **GoTalk4** an all jene AnwenderInnen, für die einfache Geräte (z.B. Tasten mit Sprachspeicher) zu wenig und komplexe Kommunikationshilfen (z.B. *DigiVoxplus*) zu viel bieten.

Die vier Tasten mit einer Größe von je 8,5 cm x 7,5 cm sind auch bei motorischen Schwierigkeiten sicher zu bedienen.

Die hohe Speicherkapazität des **GoTalk4** reicht für 16 Nachrichten mit einer Länge von je 20 Sekunden. Zusätzlich kann auf der Extra-Nachrichtentaste eine ebenenunabhängige Mitteilung (z.B. Name und Adresse) gespeichert werden.

Die großen Folientasten reagieren bereits auf leichten Druck und sind durch ein Fingerführ-raster voneinander getrennt.

Vier Ebenen erleichtern die Organisation des Wortschatzes z.B. nach Themen oder verschiedenen Benutzern. Ohne dass die aktuellen Nachrichten gelöscht werden müssen, ist so ein schneller Wechsel zu einem anderen Thema möglich. Es genügt, die Ebene umzuschalten und ein anderes Deckblatt einzulegen.

Alle verwendeten Symboltafeln werden durch eine Folientasche geschützt im **GoTalk4** verstaut und sind so immer griffbereit. Sie sind gegen ein Herausfallen gesichert.

Die Ebenen können gesperrt



und die Nachrichten vor unbeabsichtigtem Löschen geschützt werden.

Der **GoTalk4** ist robust und mit seinem 340g Gewicht sehr leicht. Merkmale, die ihn für den mobilen Einsatz prädestinieren. Hinzu kommt sein sehr geringer Stromverbrauch; zwei handelsübliche AA-Batterien reichen für einen mehrmonatigen Betrieb. Natürlich können Sie auch entsprechende Akkus verwenden.

Die einfache Handhabung des **GoTalk4** ist auch von ausgesprochenen "Technikmuffeln" schnell zu erlernen.

### Typische Indikationen:

lautsprachliche Kommunikation nicht oder nur unzureichend möglich, Kommunikationsförderung, Aphasie

### Sinnvolles Zubehör:

Programm zur Erstellung von Symboltafeln (Boardmaker), Akkus und Ladegerät

### Technische Details:

- Aufnahmekapazität: ca. 5,5 min auf 4 Ebenen
- Abmessungen: 31 x 23 x 2 cm
- Tastengröße: 8,5 x 7,5 cm
- Stromversorgung: 2 AA Batterien
- Gewicht: 340g