

Easy talk

Der **EASYTALK** ist aufgrund seiner großen Flexibilität in allen Bereichen der symbolbasierten Kommunikation einsetzbar - von der Förderung bis hin zur differenzierten Kommunikation. Er kann von Kindern und Erwachsenen mit den unterschiedlichsten körperlichen Beeinträchtigungen genutzt werden.

Das große berührungsempfindliche Tastenfeld wird je nach individuellen Anforderungen in 1, 2, 4, 10, 20 und 40 Felder aufgeteilt. Sprachmitteilungen oder Geräusche zu den einzelnen Tasten werden einfach über das integrierte Mikrofon aufgenommen.

In 8 Ebenen lassen sich 8 voneinander unabhängige Kommunikationstafeln speichern.

Je nach Ausstattung des Geräts steht eine Gesamtaufnahmekapazität von 8 bis 32 Minuten zur Verfügung.

Fingerführaster und einstellbare Verzögerungszeiten helfen, die gewünschten Felder sicher auszuwählen - auch bei motorischen Beeinträchtigungen.

Ist eine direkte Bedienung über die Symbolfelder nicht möglich, erfolgt die Auswahl der gewünschten Mitteilungen über beliebige externe Taster oder Sensoren. Der **EASYTALK** arbeitet dann wahlweise im 1- oder 2-Tasten Scanning. Das Scanmuster und die Geschwindigkeit können auf die Bedürfnisse des Anwenders angepasst werden.

Eine robuste Kunststoffolie schützt die Kommunikationstafeln vor Schmutz und Feuchtigkeit. So ist der **EASYTALK** auch für den Außeneinsatz bestens gewappnet.

Handlich und zugleich robust, mit einem leistungsfähigen Akku ausge-



stattet, ist der **EASYTALK** ein zuverlässiger Begleiter im Alltag.

Damit der **EASYTALK** immer griffbereit ist, empfehlen wir den Einsatz der Bereitschaftstasche und/oder der Rollstuhlhalterung.

Typische Einsatzbereiche

lautsprachliche Kommunikation nicht oder nur unzureichend möglich, ausgeprägte cerebrale bzw. zentrale Bewegungsstörungen, neuromuskuläre Behinderung wie Muskeldystrophie, Symbolverständnis vorhanden

Sinnvolles Zubehör:

Bereitschaftstasche, Fingerführaster externe Taster/ Sensoren, Proram zum Erstellen von Symboltafeln (z.B. Board-maker), Rollstuhlhalterung

HMV: 16.99.03.0xxx

Technische Details:

- stabiles Aluminiumgehäuse
- Maße: 30,5 x 3,5 x 10,5 cm
- Aufnahmekapazität: je nach Typ 8, 16, 24 oder 32 Min.
- Tastenanzahl: 1, 2, 4, 10, 20, 40
- Stromversorgung: Netzteil, integrierter Akku
- Anschlüsse: 2 externe Taster, externes Mikrofon, externer Lautsprecher

VER11906.20030812