

DYNAVOX

DynaMo

Der DYNAVOX DynaMo ist seit 1999 im Einsatz und hat sich gut bewährt! Individuell programmierbar, bis zu 25 Minuten Sprachausgabe, dynamisches Touch-Screen-Display, integrierte Infrarotfernbedienung, kleine Abmessungen und geringes Gewicht machen den DynaMo zu einer kompakten Universallösung.

Mit mehr als 3.300 integrierten DynaSims und der PCS-Symbolsammlung bietet der DynaMo im wahrsten Sinne des Wortes Hilfe in alle Lebenslagen. Ob einzelne Symbole, Begriffe oder ganze Sätze, das Display lässt sich individuell je nach Anforderung aufbauen.

Auch die Anordnung bzw. Anzahl der auf dem Display sichtbaren Schaltflächen lässt sich ganz nach den Fähigkeiten und Wünschen der Benutzer festlegen.

Das Display wurde so konzipiert, dass es sich immer hervorragend lesen lässt, einerlei ob bei Sonne oder Dunkelheit. DynaMo bietet durch seine dynamische Touch-Screen-Steuerung ein Optimum an Komfort und Nutzer-Anpassung. Die Konversation wird leichter und vor allem wesentlich schneller. Ein einfaches Berühren der Symbole auf dem Touch-Screen oder eine Scan-Auswahl genügen, um in die nächste Ebene zu gelan-

gen und auf diese Art innerhalb kürzester Zeit Sätze zusammenzustellen. Die integrierte Infrarotschnittstelle erlaubt die Steuerung von Umfeldgeräten.

Die Sprachausgabe mit natürlicher Stimme ermöglicht eine Kommunikation, wie man sie sich von einer Kommunikationshilfe wünscht. Die Qualität der Aufnahmen ist sehr gut, so dass Worte und Aussagen klar und deutlich zu verstehen sind.

Mit einer Speicherkapazität von bis zu 25 Minuten steht ausreichend Zeit für die tägliche Kommunikation zur Verfügung.

Handlichkeit, Eleganz und Robustheit standen bei der Entwicklung des DynaMo im Vordergrund. Das zweischalige Gehäuse überzeugt nicht nur durch sein modernes Design, sondern ist entscheidend für das geringe Gewicht des DynaMo. Mit nur knapp 820 Gramm sorgt diese Kommunikationshilfe für größtmögliche Unabhängigkeit und Mobilität. DynaMo kann überall hin mitgenommen werden. Die robuste Oberfläche des DynaMo steckt auch kleinere "Unfälle" problemlos weg.



Typische Indikationen

lautsprachliche Kommunikation nicht oder nur unzureichend möglich, ausgeprägte cerebrale bzw. zentrale Bewegungsstörung, neuromuskuläre Behinderung, entzündliche oder degenerative Veränderungen, Verletzungsfolgen, Amputationen, narbige Veränderungen der Handweichteile, ausgeprägte cerebrale bzw. zentrale Bewegungsstörung, Spastische und schlaffe Lähmungen, neurologische bzw. psychologische Störungen, Symbolverständnis vorhanden.

Technische Details:

- Gewicht: 0,8 kg
- Maße: 18,4 cm x 16,5 cm x 5,1 cm
- Speicher: bis zu 25 Minuten Sprachausgabe
- Display: Schwarz-weiß mit Hintergrundbeleuchtung
- Batterie: min. 12 Stunden, max. 20 Stunden
- Anschlüsse: seriell, Infrarot, Ein-Schalter, externer Lautsprecher
- Auswahl: Touch-Screen, Taster-Scanning, Audioscanning

Artikel-Nummer:12700

VER12700.20060513