

DYNAVOX

MiniMo



DYNAVOX MiniMo ist eine portable Kommunikationshilfe mit dynamischem Display und natürlicher Sprachausgabe neuester Entwicklung. Sie besitzt ein kontrastreiches Farbdisplay mit Touchscreen und die klare Sprachwiedergabe von über 100 Minuten individuell aufgenommener Aussagen mit dem eingebauten oder einem externen Mikrofon.

Die persönliche Anpassung ist besonders einfach und schnell zu realisieren: Symbole können in jeder Größe frei auf dem Bildschirm platziert werden. Wir bieten das Gerät standardmäßig mit PCS-Symbolen an – optional sind auch **Dyna-Syms** erhältlich.

Mitgelieferte Vorlagen erleichtern die Programmierung. Der Import von Bildern und Sounds gestattet es Seiten zu gestalten, die optimal an den Anwender angepasst sind. Die erstellten Seiten können sehr leicht über einen mitgelieferten USB-Stick gesichert werden.

Eine integrierte Umfeldsteuerung über Infrarot ermöglicht

die Ansteuerung von Geräten im Haushalt und rundet das Gesamtbild positiv ab.

Die Menüstruktur zur Programmierung ist ähnlich der umfangreicheren Geräte der **SERIES4** von **DYNAVOX**. Damit wird ein späterer Wechsel sowohl für die Anwender, als auch die Betreuer leicht gemacht.

Das kleine 6,4 Zoll Farbdisplay des **MiniMo** ist primär geeignet für Personen mit nur geringen motorischen oder visuellen Defiziten oder Scanningnutzer mit normaler Sehfähigkeit. Das optional einstellbare Autozoom vergrößert bedarfsweise auch einen Bildschirmausschnitt.

Typische Indikationen

lautsprachliche Kommunikation nicht oder nur unzureichend möglich, ausgeprägte cerebrale bzw. zentrale Bewegungsstörung, neuromuskuläre Behinderung, entzündliche oder degenerative Veränderungen, Verletzungsfolgen, Amputationen, narbige Veränderungen der Handweichteile, ausgeprägte cerebrale bzw. zentrale Bewegungsstörung, Spastische und schlaffe Lähmungen, neurologische bzw. psychologische Störungen, Symbolverständnis vorhanden.

Technische Details:

- Größe: 21 cm x 15,2 cm x 5,7 cm
- Gewicht: 1,5 kg
- Akkuvollbetriebszeit: 8 Stunden
- Schnittstellen: 2 externe Standardtaster, 2 USB slave, 1 USB master, 1 serielle, Lautsprecher (auch für Audioscanning), Infrarot für Umfeldsteuerung

Artikel-Nummer:12750

VER12750.20060513