

## DYNAVOX MightyMo



DYNAVOX MightyMo ist eine portable Kommunikationshilfe mit dynamischem Display und natürlicher Sprachausgabe neuester Entwicklung. Sie besitzt ein kontrastreiches Farbdisplay mit Touchscreen und die klare Sprachwiedergabe von über 100 Minuten individuell aufgenommener Aussagen mit dem eingebauten oder einem externen Mikrofon.

Die persönliche Anpassung ist besonders einfach und schnell zu realisieren: Symbole können in jeder Größe frei auf dem Bildschirm platziert werden. Wir bieten das Gerät standardmäßig mit PCS-Symbolen an – optional sind auch Dyna-Syms erhältlich.

Mitgelieferte Vorlagen erleichtern die Programmierung. Der Import von Bildern und Sounds gestattet es Seiten zu gestalten, die optimal an den Anwender angepasst sind. Die erstellten Seiten können sehr leicht über einen mitgelieferten USB-Stick gesichert werden.

Eine integrierte Umfeldsteuerung über Infrarot ermöglicht die Ansteuerung von Geräten im Haushalt und rundet das Gesamtbild positiv ab.

Die Menüstruktur zur Programmierung ist ähnlich der umfangreicheren Geräte der SERIES4 von DYNAVOX. Damit wird ein späterer Wechsel sowohl für die Anwender, als auch die Betreuer leicht gemacht.

Das große 12,1 Zoll Farbdisplay des MightyMo bietet ausreichend Platz für eine große Anzahl von Buttons oder hilft Personen mit Sehschwäche beim Erkennen der Symbole. Die direkte Bedienung über den Touchscreen ist auch bei leichten motorischen Einschränkungen noch möglich.

### Typische Indikationen

lautsprachliche Kommunikation nicht oder nur unzureichend möglich, ausgeprägte cerebrale bzw. zentrale Bewegungsstörung, neuromuskuläre Behinderung, entzündliche oder degenerative Veränderungen, Verletzungsfolgen, Amputationen, narbige Veränderungen der Handweichteile, ausgeprägte cerebrale bzw. zentrale Bewegungsstörung, Spastische und schlaffe Lähmungen, neurologische bzw. psychologische Störungen, Symbolverständnis vorhanden.

### Technische Details:

- Größe: 30,5 cm x 22,8 cm x 7,6 cm
- Gewicht: 2,5 kg
- Akkuvollbetriebszeit: 12 Stunden
- Schnittstellen: 2 externe Standardtaster, 2 USB slave, 1 USB master, 1 serielle, Lautsprecher (auch für Audioscanning), Infrarot für Umfeldsteuerung

Artikel-Nummer: 12760

VER12760.20060513