




Keyguard

Smartbox



Product information

GB

Model Numbers

6760-XXX
10103-XXX

Compatibility

Talk Pad Gen 2
Grid Pad GO

Cleaning

- Clean your device and keyboard regularly
- Remove your keyboard from the device and clean using a damp cloth
- Tough dirt and residue can be removed using a toothbrush or similar
- Do not use alcohol, abrasives or industrial cleaners on the keyboard

Recycling Materials

Keyboard frame is Polycarbonate
Keyboard is Acrylic

Troubleshooting

For any other issues please contact support hub.thinksmartbox.com/support/

Produktoplysninger

DK

Model Numbers

6760-XXX
10103-XXX

Kompatibilitet

Talk Pad Gen 2
Grid Pad Go

Rengøring

- Rengør enheden og fingerguiden regelmæssigt
- Tag fingerguiden af enheden, og rengør den med en fugtig klud
- Sejt snavs og rester kan fjernes med en tandbørste eller lignende
- Brug ikke sprit, ridsende eller industrielle rengøringsmidler på fingerguiden

Genbrug af materialer

Keyboard frame is Polycarbonate
Fingerguiden er lavet af akryl

Fejlfinding

I tilfælde af andre problemer, er du velkommen til at kontakte kundesupport på: hub.thinksmartbox.com/support/

Produktinformationen

DE

Modellnummern

6760-XXX
10103-XXX

Kompatibilität

Talk Pad Gen 2
Grid Pad Go

Reinigung

- Reinigen Sie Ihr Gerät und Ihre Fingerführung regelmäßig
- Entfernen Sie Ihre Fingerführung vom Gerät und reinigen Sie sie mit einem feuchten Tuch.
- Hartnäckiger Schmutz und Rückstände können mit einer Zahnbürste oder ähnlichem entfernt werden.
- Verwenden Sie keinen Alkohol, keine Scheuermittel oder Industriereiniger für die Fingerführung.

Recycling-Materialien

Die Fingerführung besteht aus Acryl.
Der Rahmen der Fingerführung besteht aus Polycarbonat.

Fehlerbehebung

Bei weiteren Problemen wenden Sie sich bitte an den Support: hub.thinksmartbox.com/support/

Produktinformasjon

NO

Modellnumre

6760-XXX
10103-XXX

Kompatibilitet

Talk Pad Gen 2
Grid Pad Go

Rengjøring

- Rengjør enheten og fingerguiden regelmessig
- Fjern fingerguiden fra enheten og rengjør den med en fuktig klut
- Hard smuss og rester kan fjernes med en tannbørste eller lignende
- Ikke bruk alkohol, skuremiddel eller industrielle rengjøringsmidler på fingerguiden

Resirkulering av materialer

Fingerguide-rammen er laget av polycarbonat
Fingerguiden er av akryl

Feilsøking

For andre problemer, vennligst kontakt kundesøtte på hub.thinksmartbox.com/support/

Produktinformation

SE

Modellnumre

6760-XXX
10103-XXX

Modellnummer

Talk Pad Gen 2
Grid Pad Go

Rengöring

- Rengör din enhet och tangentbord regelbundet
- Ta bort tangentbord från enheten och rengör med en fuktig trasa
- Envisa fläckar och rester kan avlägsnas med en tandborste eller liknande.
- Använd inte alkohol, slipmedel eller industriella rengöringsmedel på tangentbordet

Återvinning av material

Ramen på tangentbordet är av polycarbonat
Tangentbordet är av akryl

Felsökning

Vid andra problem, vänligen kontakta supporten på: hub.thinksmartbox.com/support/

Informations sur le produit

FR

Numéros des modèles

6760-XXX
10103-XXX

Compatibilité

Talk Pad Gen 2
Grid Pad Go

Entretien

- Nettoyez votre appareil et son clavier régulièrement
- Retirez le clavier de l'appareil et nettoyez-le avec un chiffon humide
- La saleté et les résidus tenaces peuvent être éliminés à l'aide d'une brosse à dents ou similaire
- N'utilisez pas d'alcool, de produits abrasifs ou de nettoyeurs industriels sur le clavier

Recyclage des matériaux

Ramen på tangentbordet är av polycarbonat
Le clavier est en acrylique

Dépannage

Pour tout autre problème, veuillez contacter l'assistance : hub.thinksmartbox.com/support/

For



large print



manuals



help



scan QR