

Tobii Technology GmbH, c/o Design Offices Westend, Barckhausstr. 1, 60325 Frankfurt

Sie erhalten ein Schreiben von:

Mitarbeiter: Marcel Porcedda
Position: Regional Manager DACH

Mobile: +49 - (0)176 18 62 44 05
Email: marcel.porcedda@tobiidynavox.com

Mittwoch, 16. Februar 2022

Empfehlungen und Informationen zum Betriebssystem Windows 11

Wen es interessiert:

Am 1. Oktober 2021 hat Tobii Dynavox einige Warnungen, Empfehlungen und Informationen dazu bereitgestellt, wie sich das Upgrade des Betriebssystems von Windows 10 auf Windows 11 auf die Funktionalität der Hardware und Software von Tobii Dynavox auswirken kann. Zu diesem Zeitpunkt empfehlen wir Ihnen, Ihre aktuelle Hardware nicht auf Windows 11 zu aktualisieren.

In den letzten Monaten haben wir unsere Produkte ausgiebig auf Kompatibilität mit Windows 11 getestet.

Unsere neuen Empfehlungen lauten wie folgt:

Zum jetzigen Zeitpunkt empfehlen wir immer noch nicht, Tobii Dynavox-Hardware auf Windows 11 zu aktualisieren!

Die folgenden Softwaretitel von Tobii Dynavox sind mit Windows 11 kompatibel:

- TD Snap
- Communicator 5
- BM7 Student Center
- Student Center
- ALL
- Snap Scene
- Compass (Subscription/Editing/Perpetual)
- TD Control
- Tobii Dynavox Eye Tracking

- PCEye 5 Bundle Installer
- Switcher
- Gaze Viewer

Die folgende Hardwareprodukte von Tobii Dynavox sind kompatibel mit Windows 11:

- PCEye 5

Falls Sie mehr erfahren möchten, können Sie sich gerne an die hier gelisteten, unabhängigen Vertriebspartner in Deutschland wenden:

<https://de.tobiidynavox.com/pages/partner>)

Bei weiteren Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



Marcel Porcedda
Regional Manager DACH
Tobii Technology GmbH
A Tobii Dynavox company