BI-BED-6120-0001-V01

Montage
Mounting

Bedienung
Handling


Sicherheit
Safety


UDAPTION®


Table Mount


Table A 6120-0001









160 mm
140,00 mm
520 g
180 mm
10 mm
25 mm








no case
case



Pos.	Art.-No.	Beschreibung	Description	Qty.
1	7000-0245	Scharnier 54x42	Hinge 54x42	1
2	1149-0012	Gummipuffer selbstklebend Ø19xH1,9	Rubber buffer 19x1,9	4
3	6120-1114	EPDM Dichtband selbstklebend 20X20X1	Anti-slip tape 20x20x1	4
4	1099-0030	2,5 mm Sechskantschlüssel	2,5 mm Hex wrench	1

Beachten Sie zusätzlich das Dokument „Allgemeine Sicherheits- und Warnhinweise für Table Mount“
Beachten Sie zusätzlich das Dokument „Reinigungs- und Desinfektionsrichtlinien“

Please also note the document “General safety and warning information for Table Mount”
Please also note the document “Cleaning and Disinfection Guidelines”

Veuillez également noter le document « Informations générales de sécurité et d‘avertissement pour Table Mount »
Veuillez également noter le document « Consignes de nettoyage et de désinfection »

Si prega di leggere anche il documento “Informazioni generali sulla sicurezza e avvertenze per il Table Mount”
Si prega di prendere visione anche del documento “Linee guida per la pulizia e la disinfezione”

Tenga en cuenta también el documento “Información general de seguridad y advertencias para Table Mount”
Tenga en cuenta también el documento „Pautas de limpieza y desinfección“.

Observe também o documento “Informações gerais de segurança e aviso para Table Mount”
Observe também o documento “Diretrizes de Limpeza e Desinfecção”

Kérjük, vegye figyelembe az „Általános biztonsági és figyelmeztető utasítások az „Table Mount” című dokumentumot is.
Kérjük, vegye figyelembe a „Tisztítási és fertőtlenítési irányelvek” című dokumentumot is.

Lees ook het document “Algemene veiligheids- en waarschuwingsinformatie voor Table MOUNT”
Neem ook het document “Reinigings- en desinfectierichtlijnen” in acht.

Vær også oppmerksom på dokumentet „Generell sikkerhets- og advarselsinformasjon for Table
Vær også oppmerksom på dokumentet „Retningslinjer for rengjøring og desinfeksjon“ Mount“

Bemærk også dokumentet „Generel sikkerheds- og advarselsinformation for Table Mount“
Bemærk også dokumentet „Rengørings- og desinfektionsretningslinjer“

Observera även dokumentet „Allmän säkerhets- och varningsinformation för Table Mount“
Observera också dokumentet „Rengörings- och desinfektionsriktlinjer“

Huomioi myös asiakirja „Yleiset turvallisuus- ja varoitukset Table Mount“
Huomioi myös asiakirja „Puhdistus- ja desinfiointiohjeet“

INSORS® GMBH

Struthof 2
55595 Münchwald / Germany

+49 6706 915 1630

+49 6706 915 1640

udaption@insors.de

www.udaption.com